


*Nierenschutzpolster und Schulter-/ Beingurtpolster /
Padded kidney protector and padded shoulder/ leg belt
euroline®*

SCHULTER-/
BEINGURTPOLSTER
PADDED SHOULDER/ LEG BELT



NIERENSCHUTZPOLSTER
PADDED KIDNEY PROTECTOR



Material:

Nierenschutzpolster Größe: ca. 800 x 200 mm mit hochwertiger Neoprene-Auflage, mit 3 Klettverschlüssen zur Montage

Schulter-/Beingurtpolster Größe: ca. 50 x 220 mm aus Schaumstoff mit 2 Stk. Druckknöpfen

Funktion:

Um Ihren Auffanggurt UNI-3, UNI-4 oder UNI-5 nachträglich mit einem komfortablen Nierenschutzpolster und Schultergurtpolster auszustatten, können diese Teile auch nachträglich montiert werden. Der Nierenschutzpolster wird mit drei Klettverschlüssen auf dem Bauchgurt angebracht und stabilisiert somit die Halteösen im Beckenbereich und vermeidet dabei unangenehme Druckstellen.

Die Schulter-/Beingurtpolster können neben oben genannten Auffanggurten, auch bei den Modellen UNI-1 und UNI-2 nachgerüstet werden. Diese Polster sind mit Druckknöpfen versehen können im Bedarfsfall auch auf den Beinschlaufen montiert werden. Dadurch können Druckstellen im Schulterbereich und auch im Schritt bzw. im Gesäß vermieden werden

Nierenschutzpolster per Stück
Schulter-/ Beingurtpolster per Paar

Best. Nr. 464 210
Best. Nr. 3876025

Material:

padded kidney protector dimension: approx. 800 x 200 mm with high-quality neoprene surface, with 3 Velcro® fastenings for adjustment

padded shoulder/leg belt dimension: approx. 50 x 220 mm of foam material with 2 press studs

Funktion:

You can subsequently equip your full body harness UNI-3, UNI-4 or UNI-5 with a comfortable padded kidney protector and padded shoulder belt by simply attaching these parts. The padded kidney protector is attached to the waist belt with three Velcro® fastenings, which stabilizes the attachment elements in the pelvis area and avoids uncomfortable pressure areas.

The padded shoulder/leg belts are not only additional equipment for the above mentioned full body harnesses, but also for the models UNI-1 and UNI-2. These padded belts are equipped with press studs and can be attached to the leg loops as well, if needed. This avoids pressure areas in the shoulder as well as in the crotch or buttocks area

Padded kidney protector by piece
Padded shoulder/ leg belt by pair

Best. Nr. 464 210
Best. Nr. 3876025